

Catálogo 2015

Mayores Beneficios Para Tu Consultorio



 dentalballezther@outlook.es

 Laboratorio Dental Ballezther

LABORATORIO DENTAL
BALLEZTHER

Local 65939728

Móvil 5523794105





Prótesis Fija _____ Pág. 3- 6

Coronas Metal Porcelana _____ Pág. 3 y 4

Prótesis Fija Metálica _____ Pág. 5

Prótesis Estética _____ Pág. 6

Prótesis Removible Pág. 7- 9

Prótesis Parcial Removible Metálica _ Pág. 7

Prótesis Parcial Removible Flexible __ Pág. 8

Prótesis Total Removible En Acrílico _ Pág. 9

Cláusulas De Garantía _____ Pág. 10

Errores Más Frecuentes _____ Pág.11 y 12





Coronas Metal Porcelana Desde \$ 399

Obtén Descuentos De **5 %, 10 %, 15 %, 20 % y 25 %** Según La cantidad De Envío


3 Unidades	5 % De Descuento
6 Unidades	10 % De Descuento
9 Unidades	15 % De Descuento
12 Unidades	20 % De Descuento
15 Unidades	25 % De Descuento

Ceramax Ideas Dentales \$ 399 Garantía 3 Meses **Línea económica** No se realizan dados de trabajo

Ceramco 3 Dentsply \$ 499 Garantía 6 Meses **Línea intermedia**

IPS Classic Ivoclar Vivadent \$ 599 Garantía 12 Meses **Línea intermedia** Se realizan dados de trabajo

Noritake Ex-3. \$ 999 Garantía 18 Meses **Línea Master** Se sugiere correr la impresión con resina epoxica



Solo Núcleo Metálico	\$ 250	
Solo Montaje Ceramax	\$ 250	Garantía 3 Meses
Solo Montaje Ceramco Dentsply	\$ 300	Garantía 6 Meses
Solo Montaje IPS d.Sign Ivoclar	\$ 400	Garantía 12 Meses
Cerámica para encía por unidad	\$ 300	Garantía 12 Meses
Unidad para implante	\$ 1499	

Núcleo metálico





Características

Ceramax Ideas Dentales

- ✚ Costo beneficio

Ceramco Dentsply

- ✚ Opacida
- ✚ monocromática

IPS d.Sign Ivoclar Vivadent

- ✚ cerámica de vidrio en base a fluorapatita reforzada con leucita lo que la hace tener mayores propiedades de fuerza, resistiendo aún más el módulo de elasticidad metálico
- ✚ Biocompatibilidad del material con el tejido blando
- ✚ Permite obtener efectos altamente estéticos con diferentes condiciones lumínicas. Estos efectos deben atribuirse a la presencia de cristales de fluorapatita.
- ✚ Refleja la luz y tiene una translucidez similar al diente natural.
- ✚ tiene una estructura natural de cristales de apatita, que le confieren unas propiedades naturales en cuanto a dureza, textura de la superficie y color, las cuales se basan en la incidencia y en la reflexión de la luz.

Noritake Ex3


Noritake Super Porcelain EX-3 es superior a otras porcelanas dentales debido a que su coeficiente de expansión térmica (CET) se mantiene estable tras varias cocciones. Es compatible con aleaciones preciosas, semipreciosas, no preciosas y sin plata para prótesis de metal y cerámica. Su fluorescencia es ideal y es altamente resistente a las manchas producidas por la plata.





Prótesis Metálica

Endoposte	\$ 199
Incrustación	\$ 279
Corona	\$ 299



El metal utilizado es metal cerámico Verabond II

Otros

Guarda Nocturna En Acetatos	\$299
Guarda Nocturna En Acrílico	\$ 499
Corrida De Impresión	\$ 25
Unidad Provisional	\$ 89
Asistencia por el prótesisista	\$ 350





Prótesis Estética



Signum Incrustación o Carilla \$ 399 Garantía 6 Meses

Corona \$ 499 Garantía 6 Meses

Parafil Lab Incrustación o Carilla \$ 499 Garantía 12 Meses

Corona \$ 599 Garantía 12 Meses



Incrustación Signum Heraeus Kulzer



Parafil Lab Ventajas:

- ✚ Mayor resistencia por su contenido de partículas de zirconio
- ✚ Mayor translucidez por su estratificación de esmalte y dentina
- ✚ Mayor caracterización con stains lo que la hace verse en boca aún más natural

Empress E-Max Ivoclar Incrustación o Carilla \$ 899 Garantía 12 Meses

Corona \$ 999 Garantía 12 Meses

Endoposte \$ 799 Garantía 12 Meses



Zirconio Unidad \$ 1499





Corona Monolítica Empress E-Max Ivoclar

Prótesis Parcial Removable Metálica

Costo Por **Unidad Metálica** En Cro-Co **\$ 79** Garantía 6 Meses

Costo Por **Unidad Acrílica** **\$ 79** Garantía 6 Meses

Metal **Remanium GM 800** **\$ 99** Garantía 12 Meses

Removable Swing-Look **\$ 1999** Garantía 12 Meses

Nota: Los removibles unilaterales la barra palatina se cobra por una unidad

Y en bilaterales se cobra por tres unidades

Caracterización de ponticos en acrílico
CD Victor Ballesteros Eustacio



Indicado en pacientes con movilidad dental o con hemimaxilectomía sup o inf



Remanium® GM 800

- ✚ Resistente a la fractura debido a las excelentes propiedades físicas
- ✚ Alto módulo de elasticidad permite construcciones delicadas pero aún rígidas
- ✚ Es aún más delgado que el removable de Cromo Cobalto convencional lo cual lo hace ser más cómodo y ligero para el paciente
- ✚ Reducción de dureza de la superficie facilita el recorte
- ✚ Muy brillante superficie después de pulido
- ✚ Altamente recomendado para la soldadura por láser

D
DENTAURUM





Prótesis Parcial Removable Flexible Desde \$ 599

Prótesis Parcial Removable Flexible Sistema Partial Flex Unilateral	\$ 599	Garantía 6 Meses
Prótesis Parcial Removable Flexible Sistema Partial Flex Bilateral	\$ 1199	Garantía 6 Meses
Prótesis Parcial Removable Flexible Sistema Partial Flex Total	\$ 1599	Garantía 6 Meses
Prótesis Parcial Removable Flexible Sistema Europlast Unilateral	\$ 799	Garantía 12 Meses
Prótesis Parcial Removable Flexible Sistema Europlast Bilateral	\$ 1599	Garantía 12 Meses
Prótesis Parcial Removable Híbrido Partial Flex Unilateral	\$ 1299	Garantía 6 Meses
Prótesis Parcial Removable Híbrido Partial Flex Bilateral	\$ 2599	Garantía 6 Meses
Prótesis Parcial Removable Híbrido Europlast Unilateral	\$ 1599	Garantía 12 Meses
Prótesis Parcial Removable Híbrido Europlast Bilateral	\$ 2999	Garantía 12 Meses



POLÍMERO DE INGENIERÍA DENTAL

NEW POLYMER ORIGINAL

EURO-PLAST USF

**Nylon Cristal
Universal Super
flexible e Irrompible**

Especial para elaborar prótesis dentales flexibles: removibles, parciales o totales, estéticas y bio-funcionales.
Diseñado para permanecer en contacto con la mucosa bucal.
No absorbe humedad.

MADE IN ITALY
NYLON CRISTAL, GRADO MÉDICO
NO ABSORBE HUMEDAD O MICROORGANISMOS

Importado por:
TECDEN
INSUMOS DENTALES DE IMPORTACIÓN

Colores: Pink y Pink OR

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
REG. INSTITUTE GERMAN
MEDICINE USP v USP E.U.A.


Nota: Si requiere dientes de resina, el costo está sujeto a la cotización del depósito dental





Prótesis Total En Acrílico Desde \$ 699

- ✚ Prótesis Total En Acrílico **Opticryl** \$ 699 Garantía 3 Meses
- ✚ Prótesis Total En Acrílico **Nic Tone** \$ 999 Garantía 6 Meses
- ✚ Prótesis Total En Acrílico **Meliodont Heraeus Kulzer** \$ 1299 Garantía 12 Meses
- ✚ Prótesis Total En Acrílico **Meliodont Heraeus Kulzer Con Dientes De Resina Phonares II Ivoclar Vivadent** \$ 1999 Garantía 12 Meses
- ✚ Prótesis Total Removible En Acrílico **Meliodont Heraeus Kulzer Caratcerizado Con Dientes De Resina Phonares II Caracterizados Ivoclar Vivadent** \$ 2999 Garantía 12 Meses
- ✚ Gancho Vaciado Cro-Co \$ 199 Garantía 6 Meses
- ✚ Gancho Vaciado Remaniun Gm 800 \$ 250 Garantía 12 Meses
- ✚ Prótesis Provisional De Acrílico \$ 499 Garantía 3 Meses



Acrílico Meliodent



Dentadura caracterizada

Nota: El acrílico meliodent a diferencia de los otros, es un acrílico más estable. Lo que lo hace resistir más los impactos. Siendo más translúcido y por ende estético al perderse con el tejido.





Cláusulas de garantía.

- La garantía solo es válida sobre el modelo de trabajo que se elaboró la prótesis.
- La garantía de los trabajos está ligada por la calidad del fabricante
- La corrección de color no generara costo extra por error nuestro. Si es error suyo le generará 35 % más del costo total
- Los modelos que mande para la realización de las prótesis deberán ser excelentes, libres de burbujas, no obstante utilizando los materiales adecuados indicados para cada tipo de trabajo a realizar.
- Utilice el cemento adecuado para cada tipo de restauración, de lo contrario no nos hacemos responsables de fracturas ocasionadas por la mala utilización de estos.
- Corra sus impresiones a tiempo para evitar contracciones de sus materiales.
- Le generara un costo extra por correrle cada impresión.
- Le sugerimos marque con color, (no utilizar grafito) las líneas de terminación de su preparación o hasta donde quiere que sellen las restauraciones.
- En restauraciones libres de metal, no dejar ángulos rectos, ya que esto es una causa de fractura. Siendo así no nos hacemos responsables.
- En prótesis total removible ya sea en acrílico o flexible el laboratorio no se hace responsable de desajustes causados por la mala toma de impresión fisiológica del clínico
- La ausencia, viaje o enfermedad no es justificable para ajustar el tiempo de su garantía.
- Cualquier aclaración, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros.



Servicio de mensajería sin costo, en un consumo mínimo de más de \$ 400

Tiempo para la elaboración de los trabajos según el caso de 5 a 8 días hábiles apartir de la entrega

En trabajos urgentes le generara un costo extra del 50 % más





Errores más frecuentes:


- Fractura de la cerámica por la evidente falta de espacio, el núcleo metálico requiere como mínimo estar calibrado de .3 mm a .5 mm



Imágenes que muestran un grosor menor a .5mm en la suma de metal y porcelana motivo de la fractura

- Fractura de los ceromeros, ya que por la falta de información pretenden cementarlas con ionomero de vidrio
- Fractura de los disilicatos y despegue de los mismos ya que por la falta de silanización no cementaron correctamente lo cual lleva al fracaso

Silanización de la región interna a cementar




- Cuando el Dr pretende que su sellado sea perfecto, tome en cuenta el paralelismo para la realización de la corona, ya que si no es así ello puede provocar retención y usted tendrá problemas para ajustar en boca, siendo más factible poder realizar el ajuste en yeso en el laboratorio dental que en boca
- Si su preparación es supragingival y usted pretende que el sellado de la corona sea hasta gingiva. En muchos de los casos esto provoca retenciones para que en el laboratorio de se pueda lograr el buen ajuste, careciendo así de paralelismo lo cual puede llegar a ser erróneo, le sugerimos prepare infragingivalmente para así lograr un buen sellado y sea aún más estético el trabajo a elaborar
- En las troneras gingivales, si se pretende cerrar ese espacio gingival, lo más conveniente es cerrar los espacios con cerámica para encía, siendo más estético que si se cerrara con porcelana de dentina





- ✚ No colocar metal porcelana en donde existe una restauración metálica por antagonista, lo sugerible es cambiar la restauración metálica
- ✚ En PPR considerar espacios interoclusales para la colocación de descansos y pónicos, de lo contrario realizar nichos de 2 mm x 2mm de profundidad Como lo muestra la imagen del descanso R



- ✚ No tomar el color con el colorímetro indicado para resinas, acrílicos o porcelana
- ✚ En prótesis total, se sugiere el uso de hule de polisulfuro y no pasta zinquenolica ya que la pasta es más inestable



- ✚ Retirar los modelos del alginato una vez que ya haya fraguado el yeso, ya que de no ser así el yeso absorbe la humedad del alginato y esto expande la dimensión de los modelos a trabajar ya que cuando se realice la prótesis definitiva en paciente se observara el desajuste en boca.

LABORATORIO DENTAL BÄLLEZTHER

Móvil 5523794105
Local 65939728

Laboratorio Dental Ballezther
 dentalballezther@outlook.es

Mayores beneficios para su consultorio dental

